



KÜL FIRINI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-34

İlk Yayın Tarihi: 15.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Kül Fırını kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- 5.1. Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.
- 5.2. Yakma işleminin gerçekleştirileceği numune cihaza yerleştirilir.
- 5.3. Sıcaklık-Süre gibi opsiyonlar amaca uygun bir biçimde ayarlanır.
- 5.4. Çalışma süresince eldiven ve maşa ile çalışılır.
- 5.5. Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.
- 5.6. Çalışma sonunda cihaz temizlenir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cihaz kullanma kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. BARIŞ BURAK ALBAYRAK	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY